

### Előnyök és tulajdonságok:

- ✓ Magas diagnosztikai hatékonyság
- ✓ Szobahőmérsékleten tárolható
- ✓ Hosszú szavatosság és magas stabilitás
- ✓ Aktuális rendszertan
- ✓ 8-9 teszt
- ✓ Inokuláló folyadék nélkül
- ✓ Inkubáció 35±2°C – on, értékelés 24 óra után
- ✓ Külső független tesztelés

### A készlet tartalma:

- ✓ 5 mikrotiter lemez/ 60 teszt
- ✓ 60 értékelő lap
- ✓ 5 inkubációs tasak
- ✓ Tájékoztató

### A diagnosztikai készlethez javasolt megvásárolni:


**Bifunkciós teszt:** PHS reagens (Ref. 3008)

**Kiegészítő tesztek:** PYR (Ref. 2003) , PYR reagens (Ref. 3003)

### Vázlatos munkamenet:

	H	G	F	E	D	C	B	A	A'
1	ARG	SOE	MAN	ARA	SOR	RAF	MLZ	GLR	PHS
+									
-									

Az eredmények feljegyzése az űrlapra



Kiértékelés azonosító táblázat  
vagy oktális kód



### Előnyök és tulajdonságok:

- ✓ Magas diagnosztikai hatékonyság
- ✓ Szobahőmérsékleten tárolható
- ✓ Hosszú szavatosság és magas stabilitás
- ✓ Aktuális rendszertan
- ✓ 8 teszt
- ✓ Inokuláló folyadék nélkül
- ✓ Inkubáció 35±2°C – on, értékelés 4 óra után
- ✓ Külső független tesztelés

### A készlet tartalma:

- ✓ 5 mikrotiter lemez/ 60 teszt
- ✓ 60 értékelő lap
- ✓ 5 inkubációs tasak
- ✓ Tájékoztató


### A diagnosztikai készlethez javasolt megvásárolni:

**Kiegészítő teszt:** INDOXYL (Ref. 2007)

### Vázlatos munkamenet:

	H	G	F	E	D	C	B	A
1	SPS	GLU	MLT	FRU	SUC	LAC	GGT	TRB
+								
-								

Az eredmények feljegyzése az űrlapra



Kiértékelés azonosító táblázat  
vagy oktális kód

