

### Előnyök és tulajdonságok:

- ✓ Magas identifikációs hatékonyság
- ✓ Laboratóriumi hőmérsékleten tárolható
- ✓ Hosszú szavatossági idő és magas stabilitás
- ✓ Aktuális rendszertan
- ✓ 8-9 teszt
- ✓ Inokuláló folyadék nélkül
- ✓ Inkubáció 25-30±2°C
- ✓ Értékelés 24 óra után
- ✓ Külső független tesztelés

### A készlet tartalma:


- ✓ 5 mikrotiter lemez fedéllel - 60 teszt
- ✓ 60 értékelő űrlap
- ✓ 5 inkubációs tasak
- ✓ Tájékoztató

### A diagnosztikai készlethez javasolt megvásárolni:

#### Bifunkciós teszt:

PHE reagens (Ref. 3007)

### Vázlatos munkamenet:



	H	G	F	E	D	C	B	A	A'
	URE	SUC	TRE	RAF	bGA	NAG	PRO	bGL	PHE
+									
-									