



Záznam výsledkov do formulára
Record the results in the form
Záznam výsledků do formuláře
Az eredmények feljegyzése az úrlapra



Identifikačná tabuľka alebo oktálový kód
Identification plate or octal code
Identifikační tabuľka nebo oktalový kód
Azonosító táblázat vagy oktális kód

	H	G	F	E	D	C	B	A
1	ARG	SOE	MAN	ARA	SOR	RAF	MLZ	GLR
+								
-								

A'
PHS

Identifikačná tabuľka / Identification table / Identifikační tabulka / Azonosító táblázat

Názov / Name / Název / Név	ARG	SOE	MAN	ARA	SOR	RAF	MLZ	GLR	PHS	YEP*	MOT**	Profil
<i>E. avium</i>	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	631
<i>E. casseliflavus</i>	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	550 (YEP +)
<i>E. cecorum</i>	-	-	(-)	-	v	+	v	+	+	-	-	xx6, xx7
<i>E. columbae</i>	-	-	+	(+)	(+)	+	(-)	-	+	-	-	4x4,4x5
<i>E. dispar</i> / <i>E. hirae</i>	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	104
<i>E. durans</i> / <i>E. hirae</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
<i>E. faecalis</i>	+	-	+	-	+	-	(+)	-	(+)	-	-	520,521,524,525
<i>E. faecium</i>	+	-	+	+	(-)	-	-	-	-	-	-	510,530
<i>E. gallinarum</i>	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	550 (YEP -)
<i>E. malodoratus</i>	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	660
<i>E. mundtii</i>	+	-	+	+	+	v	-	-	-	+	-	530, 570
<i>E. pseudoavium</i>	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	620
<i>E. raffinosus</i>	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	671
<i>E. sacharolyticus</i>	-	(-)	+	-	+	+	+	-	-	-	-	461,661

* žltý pigment / yellow pigment / žlutý pigment / sárga pigment

** motilita / motility / motilita / mozgásképesség

DIAGNOSTICS s. r. o., Hodská 68, 924 01 Galanta, Slovenská Republika

tel.: +421-917-742927, +421-917-742931, +421-31-7886415, fax: +421-2-69202902

IČO: 35 871 181, DIČ: 2021281394, IČ DPH: SK2021281394, www.diagnostics.sk, e-mail: info@diagnostics.sk

číslo účtu: 262 070 1536/1100 (Tatra banka), IBAN: SK84 1100 0000 0026 2070 1536, SWIFT: TATRSKBX

