

Identifikačná tabuľka / Identification table / Identifikační tabulka / Meghatározó táblázat:

Názov / Name / Névezés / Elnevezés	ARG	SOE	MAN	ARA	SOR	RAF	MLZ	GLR	PHS	YEP*	MOT**	Profil/Profile
<i>Enterococcus faecalis</i>	+	-	+	-	+	-	(+)	-	(+)	-	-	520,521,524,525
<i>Enterococcus faecium</i>	+	-	+	+	(-)	-	-	-	-	-	-	510,530
<i>Enterococcus mundtii</i>	+	-	+	+	+	v	-	-	-	+	-	530, 570
<i>Enterococcus casseliflavus</i>	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	550 (YEP +)
<i>Enterococcus gallinarum</i>	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	550 (YEP -)
<i>Enterococcus durans</i> / <i>Enterococcus hirae</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
<i>Enterococcus dispar</i> / <i>Enterococcus hirae</i>	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	104
<i>Enterococcus malodoratus</i>	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	660
<i>Enterococcus pseudoavium</i>	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	620
<i>Enterococcus sacharolyticus</i>	-	(-)	+	-	+	+	+	-	-	-	-	461,661
<i>Enterococcus raffinosus</i>	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	671
<i>Enterococcus avium</i>	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	631
<i>Enterococcus cecorum</i>	-	-	(-)	-	v	+	v	+	+	-	-	xx6, xx7
<i>Enterococcus columbae</i>	-	-	+	(+)	(+)	+	(-)	-	+	-	-	4x4,4x5

Vysvetlivky / Shortcuts / Vysvětlivky / Magyarázat: + = 90 – 99 %; (+) = 66 – 89 %; v = 34 – 65 %; (-) = 11 – 33 %; - = 1 – 10 %

*YEP – tvorba žltého pigmentu / yellow pigment / žlutý pigment / sárga pigment képződés

**MOT – motilita / motility / motilita / mozgásképessége