

**Identifikačná tabuľka / Identification table /
Identifikační tabuľka / leghatározó táblázat**

1. RIADOK / LINE / ŘÁDEK / SOR										2. RIADOK / LINE / ŘÁDEK / SOR										3. RIADOK / LINE / ŘÁDEK / SOR											
H	G	F	E	D	C	B	A	H	G	F	E	D	C	B	A	H	G	F	E	D	C	B	A	H	G	F	E	D	C	B	A
URE	MLT	SOR	LAC	FRU	ARA	RAF	bGA	ARG	MAN	TRE	CEL	MNS	RIB	MLZ	GLR	PHS	NIT	ESL	MLB	SUC	GAL	XYL	NAG	bGL	HIP						
G+ CAT+																															
<i>Aerococcus viridans</i>	-	(+)	-	+	+	-	v	-	(+)	+	-	(+)	(-)	-	(-)	-	-	+	-	v	v	v	v	(-)	v						
<i>Dermatococcus nishinomiyaensis</i>	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	-	(-)	-	-	-	v							
<i>Kocuria kristinae</i>	-	+	(-)	(-)	+	-	-	(-)	-	+	-	+	-	-	-	-	-	(-)	-	+	(-)	-	-	+	v						
<i>Kocuria rosea</i>	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	-	+	-	-	(-)	-	-	(-)	-	+	v				
<i>Kocuria varians</i>	(+)	(-)	-	(-)	v	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)	-	(-)	v	(-)	-	-	v							
<i>Kytococcus sedentarius</i>	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v						
<i>Macrococcus bovicus</i>	(-)	(+)	-	-	+	-	-	-	-	+	v	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	v	v						
<i>Macrococcus carouselicus</i>	-	-	-	-	+	-	-	-	v	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	(+)	(-)	-	-	v			
<i>Macrococcus caseolyticus</i>	-	+	-	v	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	+	-	-	v							
<i>Macrococcus equiperfusus</i>	(+)	(+)	-	-	+	-	-	-	-	+	v	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)	-	-	-	v							
<i>Micrococcus luteus</i>	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	v							
<i>Micrococcus lzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v							
<i>Rotinia mucilaginososa</i>	-	(+)	-	+	-	-	(-)	-	-	+	-	(+)	v	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	(-)	v						
<i>Staphylococcus arletiae</i>	-	+	-	+	+	+	+	v	-	+	-	v	+	+	+	v	-	v	+	+	(+)	+	-	v							
<i>Staphylococcus aureus</i> spp. <i>anaerobicus</i>	-	+	-	-	+	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v							
<i>Staphylococcus aureus</i> spp. <i>aureus</i>	+	+	-	+	-	-	v	+	+	+	-	v	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	(+)	v						
<i>Staphylococcus auricularis</i>	-	(+)	-	-	+	-	-	(-)	v	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	v							
<i>Staphylococcus cap.</i> spp. <i>ureolyticus</i>	+	+	-	(+)	-	-	(-)	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	v							
<i>Staphylococcus capitnis</i> spp. <i>capitis</i>	-	-	-	-	+	-	-	(+)	+	-	-	-	-	-	-	-	(-)	(+)	-	v	-	-	-	v							
<i>Staphylococcus caprae</i>	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	(+)	-	-	-	-	-	-	-	(-)	+	-	-	v							
<i>Staphylococcus carnosus</i> spp. <i>carnosus</i>	-	-	+	(+)	-	-	-	+	+	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	v								
<i>Staphylococcus carnosus</i> spp. <i>utilis</i>	-	-	-	-	+	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)	-	-	-	v							
<i>Staphylococcus cohnii</i> spp. <i>urealyticum</i>	+	(+)	(-)	+	-	-	v	-	-	+	-	-	-	-	-	-	v	(-)	-	-	(-)	-	v	v							
<i>Staphylococcus cohnii</i> spp. <i>cohnii</i>	-	(+)	(-)	-	+	-	-	-	v	+	-	v	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	v						
<i>Staphylococcus condimenti</i>	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	v							
<i>Staphylococcus delphini</i>	+	-	(-)	+	+	-	v	-	-	+	-	v	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	v							
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	+	+	-	(+)	-	-	(-)	v	-	-	v	-	-	-	-	-	(+)	-	-	(+)	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus equorum</i>	+	+	-	(+)	-	-	v	-	-	+	-	(+)	-	-	-	-	v	-	-	+	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus felis</i>	+	-	-	+	+	-	-	(+)	+	(+)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	(+)	(+)	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus gallinarum</i>	+	+	(+)	(+)	-	+	v	-	-	+	-	v	-	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	-	-	(-)	v	(+)	-	-	(-)	+	v	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus hominis</i> spp. <i>novobiosepticus</i>	+	+	-	v	-	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus hominis</i> spp. <i>hominis</i>	+	+	-	v	-	-	-	-	(-)	(-)	(+)	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	v	(+)	v					
<i>Staphylococcus hyicus</i>	v	-	-	+	+	-	-	-	+	-	v	-	-	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus chromogenes</i>	+	v	-	+	-	-	-	(-)	v	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	v						
<i>Staphylococcus intermedius</i>	+	v	-	(+)	-	-	-	-	v	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus kloosii</i>	v	+	-	v	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	(+)	v	-	-	-	-	-	(+)	(-)	v					
<i>Staphylococcus lentus</i>	-	(+)	(+)	+	+	+	v	-	-	+	-	v	-	-	-	-	(+)	v	-	-	(+)	v	-	v	v						
<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	v	+	(-)	+	+	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus litrae</i>	+	+	-	+	v	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus muscae</i>	-	-	(-)	-	+	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus petraei</i>	+	(+)	(-)	+	-	-	-	(+)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus petraei</i> spp. <i>croceilyticus</i>	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus petraei</i> spp. <i>petraei</i>	+	+	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus petraei</i> spp. <i>pragensis</i>	-	+	-	-	+	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus petraei</i> spp. <i>jettensis</i>	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus piscifermentans</i>	+	v	(-)	v	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	(-)	v	-	v	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> spp. <i>saprophyticus</i>	+	+	-	(+)	-	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)	(-)	v					
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> spp. <i>bovis</i>	+	+	-	(-)	v	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(+)	(+)	v					
<i>Staphylococcus sciuri</i> spp. <i>rodentium</i>	-	(+)	v	-	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	(+)	v	-	-	-	-	-	v	v					
<i>Staphylococcus sciuri</i> spp. <i>carniticus</i>	-	(+)	(+)	-	v	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	(+)	v	-	-	-	-	-	v	v					
<i>Staphylococcus sciuri</i> spp. <i>sciuri</i>	-	v	(+)	-	v	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	(+)	v	-	-	-	-	-	v	v					
<i>Staphylococcus schleiferi</i> spp. <i>scheifelei</i>	-	-	(-)	-	(+)	-	v	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus schleiferi</i> spp. <i>coagulans</i>	+	-	-	(+)	-	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus simulans</i>	+	-	(+)	-	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	v	v						
<i>Staphylococcus vitulinus</i>	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	(+)	v						
<i>Staphylococcus warneri</i>	+	+	-	(-)	v	-	-	-	(-)	v	v	-																			

