

Identifikačná tabuľka / Identification table / Identifikační tabulka / Meghatározó táblázat:

Názov / Name / Névezés / Elnevezés	URE	SUC	TRE	RAF	bGA	NAG	PRO	bGL	PHE	HYP	PSH	GET
<i>Candida albicans</i>	-	+	v	-	-	+	+	(-)	-	-	+	+
<i>Candida dubliniensis</i>	-	+	+	-	-	+	+	-	(+)	-	+	+
<i>Candida glabrata</i>	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Candida guilliermondii</i>	-	+	(-)	+	-	-	+	+	-	-	+	-
<i>Candida kefyr</i>	-	+	-	+	+	-	-	(+)	-	-	+	-
<i>Candida krusei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Candida lipolytica</i>	+	-	-	-	-	-	+	v	+	-	+	-
<i>Candida lusitanae</i>	-	+	v	-	-	-	+	+	-	-	+	-
<i>Candida parapsilosis</i>	-	v	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
<i>Candida tropicalis</i>	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Cryptococcus neoformans</i>	+	-	-	-	-	v	-	+	-	-	-	-
<i>Geotrichum sp.</i>	-	-	-	v	-	v	(-)	-	v	+	-	-
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	-	+	v	+	-	-	-	-	-	-	(-)	-
<i>Trichosporon asahii</i>	+	-	-	-	-	+	-	+	(+)	+	-	-
<i>Trichosporon mucoides</i>	+	+	-	v	+	+	+	+	-	+	-	-

Vysvetlivky / Shortcuts / Vysvětlivky / Magyarázat: + = 90 – 99 %; (+) = 66 – 89 %; v = 34 – 65 %; (-) = 11 – 33 %; - = 1 – 10 %

GET – Germ tubes test

PSH – pseudomycélium / pseudomycelium / pszeudomicélium,

HYP – tvorba hyf / hyphae creation / hifa képzés